

medi Golden Rules vid mätning för flatstickat

Detta dokument sammanfattar viktiga saker du bör ha i åtanke när du mäter för flatstickad kompression.

Vi rekommenderar att du alltid mäter så kallade "tigha mått". Detta innebär att måttbandet dras åt vid omfångsmåtten. Tigha mått innebär att passformen på kompressionsmaterialet blir optimal och att avsvällningen ökar markant.

- Tigha mått mäts genom att dra åt måttbandet med ett bestämt tryck.
- Tag inte tigha mått vid leder eller vid väldigt små omfång (t.ex. fingrar och tår).
- Iakttag försiktighet vid mått som avslutar strumpan.
- Mät aldrig direkt i hudveck, utan precis ovanför.
- Låt alltid längdmåtten följa hudens kontur (ej fågelvägen).

Vi tillverkar kompressionsmaterial med millimeterprecision, men det finns vissa relationer du bör tänka på.

För byxdelar gäller att relationen mellan följande mått måste följa nedanstående regler:

- $\ell K1$ får vara max 5 cm längre än $\ell K2$.
- ℓH får vara max 10 cm längre än $\ell K1$.
- Det måste vara minst 10 cm mellan ℓF och $\ell K2$.

För ellips vid knäveck:

- $\ell E1$ (längd knäveck) måste vara minst 1 cm kortare än ℓE .
- Glöm inte att ange ellipsens vinkel (2-8 cm).

Information

Orderblanketter

På vår hemsida finns uppdaterade orderblanketter. Välj att skriva ut dem eller fyll i dem direkt på skärmen.

Service

Önskar du mer information om mättagning, vänligen kontakta din ansvarige produktspecialist alternativt vår kundservice.

Kontaktuppgifter

Kundservice 08-96 97 98
E-post info@medi.se