

# Beställningsblankett – mediven sheer & soft

Orderdatum \_\_\_\_\_

Levereras till patient  beställare

Patientens namn och adress:

Beställarens namn och arbetsplats:

Fakturaadress:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Personnr: \_\_\_\_\_

Direkt tel/mob: \_\_\_\_\_

Ref.nr: \_\_\_\_\_

Markera med ett X vid val av färg. Ange antal beställda strumpor med en siffra under respektive storlek. Om olika storlekar önskas av samma färg, använd fler orderblanketter.

## mediven sheer & soft • 15-20mmHg

Art.nr.	Produkt	Färg (markera med X)			Storlek (ange antal i rutorna nedan)							
		Natural	Ebony	Toffee	I	II	III	IV	V	VI	VII	
O140011-7	Knästrumpa											
O147011-7	Knästrumpa kort											
O161011-7	Lårstrumpa med stay-ups											
O151011-7	Lårstrumpa med stay-ups kort											
O110011-7	Strumpbyxa											
O117011-7	Strumpbyxa kort											


## mediven sheer & soft • 20-30mmHg

Art.nr.	Produkt	Färg (markera med X)			Storlek (ange antal i rutorna nedan)							
		Natural	Ebony	Toffee	I	II	III	IV	V	VI	VII	
O240011-7	Knästrumpa											
O247011-7	Knästrumpa kort											
O261011-7	Lårstrumpa med stay-ups											
O251011-7	Lårstrumpa med stay-ups kort											
O210011-7	Strumpbyxa											
O217011-7	Strumpbyxa kort											

Artikelnumrets 5:e siffra bestämmer färgen:

0= natural (beige)  
5= ebony (svart)  
6= toffee (solbrun)

Mer information om mediven sheer & soft finns i vår informationsfolder.  
Skickas på begäran.



### Omfångsmått (cm) för storlekar

	I	II	III	IV	V	VI	VII
cG	38,0 - 56,5	41,5 - 61,5	44,5 - 66,5	47,5 - 72,0	51,0 - 77,0	54,0 - 82,0	57,0 - 87,0
cD	26,0 - 33,5	28,0 - 37,0	30,0 - 40,0	32,0 - 43,0	33,5 - 46,5	35,5 - 49,5	37,5 - 52,5
cB	18,0 - 19,5	20,5 - 22,0	23,0 - 25,0	25,5 - 27,5	28,0 - 30,0	30,5 - 33,0	33,5 - 36,0

### Längd\*

Knästrumpa kort längd: 34 – 38 cm      Lårstrumpa kort längd: 62 – 71 cm  
Knästrumpa normal längd: 39 – 44 cm      Lårstrumpa normal längd: 72 – 83 cm

\* Mät från golv upp till D för knästrumpa och upp till G för lårstrumpa och strumpbyxa.