

Måttabell mediven thrombexin


medi

mediven® thrombexin® 18


Knästrumpa (AD), varunr. 913							
Storlek	Art.nr. par	Omfångsmått (i cm)			Färgmarkering		Art.nr. fp
		Vristmått cB	Vadmått cD	Längd* A – D	Vid häl		
XS	8 040 101	17 – 19	25 – 31	35 – 46	orange		8 040 201
S	8 040 102	20 – 22	29 – 37	35 – 46	grön		8 040 202
M	8 040 103	23 – 25	33 – 43	35 – 46	violett		8 040 203
L	8 040 104	26 – 28	37 – 47	35 – 46	blå		8 040 204
L-XV	8 040 114	26 – 28	44 – 55	35 – 46	grå		8 040 214
XL	8 040 105	29 – 31	44 – 55	35 – 46	röd		8 040 205
XXL	8 040 106	32 – 34	51 – 66	35 – 46	brun		8 040 206
Lårstrumpa (AG), varunr. 914							
Storlek	Art.nr. par	Vristmått cB	Lårmått cG	Längd* A – G	Färgmarkering		Art.nr. fp
					Vid häl	Vid lår	
XS	8 060 101	17 – 19	40 – 50	60 – 84	orange	orange	8 060 201
S	8 060 102	20 – 22	48 – 60	65 – 89	grön	grön	8 060 202
S-XV	8 060 112	20 – 22	56 – 70	65 – 89	grön	grå	8 060 212
M	8 060 103	23 – 25	56 – 70	65 – 89	violett	violett	8 060 203
M-XV	8 060 113	23 – 25	64 – 80	65 – 89	violett	grå	8 060 213
L	8 060 104	26 – 28	64 – 80	65 – 89	blå	blå	8 060 204
L-XV	8 060 114	26 – 28	72 – 90	65 – 89	blå	grå	8 060 214
XL	8 060 105	29 – 31	72 – 90	65 – 89	röd	röd	8 060 205
XL-XV	8 060 115	29 – 31	80 – 100	65 – 89	röd	grå	8 060 215
Lårstrumpa med höftdel/midjeband (AG), varunr. 915							
Storlek	Art.nr. par	Vristmått cB	Lårmått cG	Längd* A – G	Färgmarkering		Art.nr. fp
					Vid häl	Vid lår	
S	8 062 102	20 – 22	48 – 60	65 – 89	grön	grön	8 062 002
M	8 062 103	23 – 25	56 – 70	65 – 89	violett	violett	8 062 003
L	8 062 104	26 – 28	64 – 80	65 – 89	blå	blå	8 062 004
L-XV	8 062 114	26 – 28	72 – 90	65 – 89	blå	grå	8 062 014

mediven® thrombexin® 21


Lårstrumpa (AG)							
Storlek	Omfångsmått (i cm)				Färgmarkering		Art.nr. fp
	Vristmått cB	Vadmått cC	Lårmått cG	Längd* A – G	Vid häl	Vid lår	
S	20 – 22	30 – 42	48 – 60	65 – 89	grön	grön	8 H60 002
S-XV	20 – 22	30 – 42	56 – 70	65 – 89	grön	grå	8 H60 012
M	23 – 25	34 – 46	56 – 70	65 – 89	violett	violett	8 H60 003
M-XV	23 – 25	34 – 46	64 – 80	65 – 89	violett	grå	8 H60 013
L	26 – 28	38 – 51	64 – 80	65 – 89	blå	blå	8 H60 004
L-XV	26 – 28	38 – 51	72 – 90	65 – 89	blå	grå	8 H60 014



cB – där vristen är som smalast



cC – där vaden är som vidast



cG – där låret är som vidast

* Längdmåttet mäts från golvet A upp till D för knästrumpor eller G för lårstrumpor.