

Patientens namn och adress: _____

Måttagarens namn och arbetsplats: _____

Fakturaadress: _____

Tel: _____


Direkt tel/mob: _____

Personnr: _____

E-post: _____

Ref.nr: _____

medipro® relax – Night Care



Omfång A (cm) i nivå med avslutet


Längd 30 cm	Omfång A	Art.nr.	Önskat antal
M	26 - 33	1880328	st
L	33 - 42	1880329	st
XL	42 - 52	1880325	st
XXL	52 - 62	1880326	st

Längd 40 cm	Omfång A	Art.nr.	Önskat antal
S	20 - 26	1880322	st
M	26 - 33	1880323	st
L	33 - 42	1880324	st
XL	42 - 52	1880327	st

Så här väljer du rätt storlek:

- Välj rätt längd på strumpan utifrån längden på stumpan (30 eller 40 cm)
- Välj den närmsta längden i förhållande till kvarvarande stump
- Mät omfång A (vid avslutet) i cm

medipro® relax – höftledsamputationsbyxa




Antal _____	S	M	L	XL
Midjeomfång cT (cm)	60-70	70-85	85-100	90-115
Låromfång cG (cm)	45-55	50-65	55-70	65-80

- Sömriktning:
Sömriktning A (höftledsamputation)
Sömriktning B (hemipelvektomi)

- Amputerad sida:
Vänster ben höger ben båda benen

medipro® relax – enbensbyxa (max benlängd 20 cm)



Antal _____	S	M	L	XL
Midjeomfång cT (cm)	60-70	70-85	85-100	90-115
Höftomfång cH (cm)	80-95	85-100	95-115	110-125
Låromfång cG (cm)	45-55	50-65	55-70	65-80

- Stumplängd (lG)
Amputation vänster _____ cm (max längd 20 cm)
Amputation höger _____ cm (max längd 20 cm)

medipro® care soap

Skonsamt handtvättmedel speciellt lämpat för medipro® relax

Art.nr: M870902

Volym: 200 ml

Antal: _____ st