

# Beställningsblankett mediven thrombexin 18 – antitrombosstrumpa

medi

Orderdatum \_\_\_\_\_  Levereras till patient  beställare


Patientens namn och adress:	Beställarens namn och arbetsplats:	Fakturaadress
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
Tel:	Direkt tel/mob:	
_____	_____	
Personnr:	E-post:	Ref. nr.:
_____	_____	_____

Varunr	Artnr. per par	Artnr. 10-pack	Produkt	Storlek	Färgkod	Vristmått	Vadmått	Antal
913-XS	8040101	8040201	Knästrumpa	X-Small	Orange	17-19	26-32	
913-S	8040102	8040202	Knästrumpa	Small	Grön	20-22	30-38	
913-M	8040103	8040203	Knästrumpa	Medium	Lila	23-25	34-44	
913-L	8040104	8040204	Knästrumpa	Large	Blå	26-28	38-48	
913-LXV	8040114	8040214	Knästrumpa	Large X-Vid	Grå	26-28	44-55	
913-XL	8040105	8040205	Knästrumpa	X-Large	Röd	29-31	44-55	
913-XXL	8040106	8040206	Knästrumpa	XX-Large	Brun	32-34	51-66	

Varunr	Artnr. per par	Artnr. 10-pack	Produkt	Storlek	Färgkod	Vristmått	lårått	Antal
914-XS	8060101	8060201	Lårstrumpa med häftband	X-Small	Orange	17-19	40-50	
914-S	8060102	8060202	Lårstrumpa med häftband	Small	Grön/grön	20-22	48-60	
914-SXV	8060112	8060212	Lårstrumpa med häftband	Small X-Vid	Grön/grå	20-22	56-70	
914-M	8060103	8060203	Lårstrumpa med häftband	Medium	Lila/lila	23-25	56-70	
914-MXV	8060113	8060213	Lårstrumpa med häftband	Medium X-Vid	Lila/grå	23-25	64-80	
914-L	8060104	8060204	Lårstrumpa med häftband	Large	Blå/blå	26-28	64-80	
914-LXV	8060114	8060214	Lårstrumpa med häftband	Large X-Vid	Blå/grå	26-28	72-90	
914-XL	8060105	8060205	Lårstrumpa med häftband	X-Large	Röd/röd	29-31	72-90	
914-XLXV	8060115	8060215	Lårstrumpa med häftband	X-Large X-Vid	Röd/grå	29-31	80-100	

Varunr	Artnr. per par	Artnr. 5-pack	Produkt	Storlek	Färgkod	Vristmått	lårått	Antal
915-S	8062102	8062002	Lårstrumpa med midjefäste	Small	Grön/grön	20-22	48-60	
915-M	8062103	8062003	Lårstrumpa med midjefäste	Medium	Lila/lila	23-25	56-70	
915-L	8062104	8062004	Lårstrumpa med midjefäste	Large	Blå/blå	26-28	64-80	
915-LXV	8062114	8062014	Lårstrumpa med midjefäste	Large X-Vid	Blå/grå	26-28	72-90	

## Instruktioner för måtttagning



Samtliga mått avser omfångsmått i centimeter.

- Lårått tas ca 5 cm under grenen
  - Vadmått tas vid vadens största omfång
  - Vristmått tas vid vristens smalaste omfång
- mediven thrombexin är höglastisk och kräver därför inget längdmått. Bäst passform uppnås enligt följande rekommendationer:
- Knästrumpa 35-45 cm (A-D)
  - Lårstrumpa 65-85 cm (A-C) (XS: 60-80 cm)
- Kontakta oss och begär speciellt utformat måttband för enklare utprovning av storlek.

## Bäst i klinisk test

I en jämförande klinisk studie av antitrombosstrumpor utförd av Stephen Thomas vid Surgical Materials Testing Laboratory, Princess of Wales Hospital i London (år 2000), fick mediven thrombexin 18 bäst resultat för sina mycket jämna tryckvärden, bra kompressionsprofil och generell mycket bra styvhetsvärden.

En annan studie utförd vid Charing Cross Hospital i London (år 2004), publicerad i British Journal of Surgery, visar att lårstrumpor ger bäst resultat inom DVT-prevention i jämförelse med knästrumpor. mediven thrombexin 18 lårstrumpa ger därmed det bästa behandlingsresultatet!